



Certified Register



Wholesale Supplier
DENTAL Instrumen
A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



 **8275140877**

 **9822688071**

 **info@amramedtech.com**



**Sr No.29/1/2, Adarsh Nagar,
Uruli Devachi, Hadapsar, Pune**
Branches :- All Maharashtra



amramedtech.com



AMRAMED[®]
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



ESTRAZIONE EXTRACTIVE


Pinze per Estrazione - Campo di Applicazione
Extracting Forceps - Range of Application



Con profilo
ritentivo
With serrated



Per una più facile identificazione
d'uso dello strumento, tutte le pinze
Asa Dental riportano all'interno del
manico la designazione grafica
internazionale
All forceps have international
designation for better identification



	Incisivi e canini Inferiori/Lower	Incisivi e canini Superiori/Upper	Premolari Inferiori/Lower	Premolari Superiori/Upper	Molari Inferiori/Lower	Molari Superiori/Upper	Radici Inferiori/Lower	Radici Superiori/Upper	Denti del giudizio Inferiori/Lower	Denti del giudizio Superiori/Upper	Per bambini Inferiori/Lower	Per bambini Superiori/Upper	Pagina/Page
0100-1		*											
0100-2		*											
0100-3		*											D5
0100-4		*											
0100-7				*									
0100-8				*									
0100-13				*									
0100-17					*								D6
0100-18					*								
0100-18A					*								
0100-19					*					*			D7
0100-20					*					*			D6
0100-21					*								
0100-22					*								
0100-22L					*				*				D7
0100-22R					*				*				
0100-23					*								
0100-24					*								
0100-29							*						D8
0100-29N		*					*						
0100-30							*						
0100-31		*					*						
0100-33							*						
0100-33A							*						
0100-33L							*						D9
0100-38A							*						
0100-41							*		*				
0100-43A							*		*				
0100-44							*		*				
0100-45							*		*				D10
0100-46							*		*				
0100-46L							*		*				
0100-48							*		*				
0100-49							*		*				
0100-51							*		*				D11
0100-51A							*		*				
0100-51L							*		*				
0100-51LX							*		*				
0100-52		*					*		*				
0100-54					*		*		*				D12
0100-55					*		*		*				
0100-56					*		*		*				
0100-59					*		*		*				
0100-59L	*				*		*		*				D13
0100-60					*		*		*				
0100-65L					*		*		*				
0100-65R					*		*		*				
0100-66L					*		*		*				
0100-66R					*		*		*				D14
0100-67							*		*				
0100-67A							*		*	*	*	*	
0100-67/L							*		*	*	*	*	D15
0100-67/R							*		*	*	*	*	
0100-68					*		*		*				D14
0100-73					*		*		*				
0100-74					*		*		*				D15
0100-74M	*				*		*		*				



AMRAMED
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

	Inferiori/Lower	Incisivi e canini Superiori/Upper	Incisors and canines Superiori/Upper	Premolari Superiori/Upper	Premolars Superiori/Upper	Molari Superiori/Upper	Molars Superiori/Upper	Radici Superiori/Upper	Roots Superiori/Upper	Denti del giudizio Superiori/Upper	Third molars Superiori/Upper	Per bambini Superiori/Upper	For children Superiori/Upper	Pagina/Page
0100-74N														
0100-75	*													
0100-79		*												D16
0100-79A										*				
0100-79C										*				
0100-86/L										*				
0100-86/R										*				
0100-86C						*								D17
0100-86W										*				
0100-87						*								
0100-89						*								
0100-90						*								D18
0100-99						*								
0100-107		*												
0100-121										*				
0100-145						*								
0100-151/						*				*				D19
0100-166				*		*								
0100-167			*			*								
0100-168		*												
0100-169	*									*				
0100-346						*								D20
0100-349						*				*				
0100-359						*								
0104-1		*												
0104-2						*								D21
0104-3	*		*			*								
0104-4				*		*								
0130-1		*												
0130-2		*												
0130-4	*													D22
0130-7				*										
0130-13				*										
0130-17						*								
0130-18						*								
0130-21				*		*								D23
0130-22				*		*								
0130-33						*								
0130-45						*								
0130-51A						*								
0130-67A						*				*				
0130-74						*								D24
0130-79						*				*				
0730-86C				*		*								
0130-89						*								
0130-90						*								
0130-145						*								D25
0130-151/						*				*				
0130-349						*				*				
0130-359						*								D24
0120-5						*				*				
0120-6						*								
0120-10S						*								D26
0120-16						*								
0120-17						*								
0120-18L						*								D27
0120-18R						*								

	Inferiori/Lower	Incisivi e canini Superiori/Upper	Incisors and canines Superiori/Upper	Premolari Superiori/Upper	Premolars Superiori/Upper	Molari Superiori/Upper	Molars Superiori/Upper	Radici Superiori/Upper	Roots Superiori/Upper	Denti del giudizio Superiori/Upper	Third molars Superiori/Upper	Per bambini Superiori/Upper	For children Superiori/Upper	Pagina/Page
0120-23						*								
0120-53R						*								D27
0120-53L						*								
0120-65		*				*		*						
0120-69						*		*						
0120-88R						*		*						D28
0120-88L						*		*						
0120-101						*		*						
0120-150		*		*		*		*						
0120-150S						*		*				*		
0120-151	*	*		*		*		*				*		D29
0120-151S						*		*				*		
0120-222						*		*				*		
0110-37		*				*		*				*		
0110-39						*		*				*		
0110-39R						*		*				*		D30
0110-39L						*		*				*		
0110-51S						*		*				*		
0110-13S			*			*		*				*		
0110-22S				*		*		*				*		D31
0110-30S		*				*		*				*		
0110-33S						*		*				*		
0110-38	*	*				*		*				*		
0112-1		*				*		*				*		
0112-2				*		*		*				*		
0112-3						*		*				*		
0112-4		*				*		*				*		D32
0112-5	*					*		*				*		
0112-6				*		*		*				*		
0112-7				*		*		*				*		



0100-121
Pinza Ogden-Felsch per ottavi superiori
Ogden-Felsch extracting forceps for upper third molars

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Set per Estrazione

Set Strumenti per Estrazione e per la Chirurgia Orale

Instruments SET for Extraction and Oral Surgery



S0100-1

Contenuto/Contents: 0100-1, 0100-17, 0100-18, 0100-79, 0100-67A, 0100-51A, 0100-13, 0100-22

S0100-2

Contenuto/Contents: 0100-1, 0100-7, 0100-17, 0100-18, 0100-4, 0100-13, 0100-22, 0100-86C



S0100-3

Contenuto/Contents: 0100-67A, 0100-51A, 0100-33, 0100-79, 0200-1, 0201-2, 0201-3, 0202-320, 0202-321

S0100-4

Contenuto/Contents: 0100-67A, 0100-51A, 0100-33, 0100-79, 0200-1, 0201-2, 0201-3, 0435-14TC, 0425-16TC



8002

Steril Oil Contenuto/Contents: 40 ml

Massima protezione degli strumenti in autoclave. Penetra negli snodi e lubrifica. Protegge e lubrifica gli strumenti chirurgici e dentali prima e dopo la sterilizzazione. Modalità d'uso: oliare prima e dopo la sterilizzazione le punte, gli snodi e le chiusure degli strumenti

Best instruments' autoclaving protection. Penetrates and lubricates all instruments' joints. Protects all dental and surgical hand instruments before and after sterilization. Instructions for use: oil all tips, joints and fastening of instruments before and after sterilization



8010

Silicone Contenuto/Contents: 40 ml

Lubrificante speciale per strumenti dentali e chirurgici. Per lubrificare gli snodi di forbici, pinze per estrazione, ossivore, emostatiche, porta aghi ecc. prima e dopo la sterilizzazione. Non prosciuga durante la sterilizzazione. Protegge dalla corrosione e da altri depositi e cura il buon funzionamento degli strumenti

Specific lubricant for dental and surgical instruments. The lubricant is designed to lubricate joints of all dental instruments (scissors, haemostatic and extracting forceps, bone rongeurs, needle holders etc.). Before and after sterilization it does not dry out during sterilization. Provides protection from corrosion and other deposits and ensures proper operation of the instruments




ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-1 Fig. 1
Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-2 Fig. 2
Incisivi e canini superiori
Upper incisors and canines



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-3 Fig. 3
Incisivi e canini superiori sovrapposti
Overlapping upper incisors and canines



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-4 Fig. 4
Incisivi e canini inferiori
Lower incisors and canines



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-7 Fig. 7
Premolari superiori
Upper premolars



0100-1
Pinza dritta per incisivi e canini superiori
Straight extracting forceps for upper incisors and canines



AMRAMED
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-8 Fig. 8
Premolari inferiori
Lower premolars



0100-13
Pinza curva per premolari inferiori
Curved extracting for lower premolars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-13 Fig. 13
Premolari inferiori
Lower premolars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-18A Fig. 18A
Molari superiori
Upper molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-17 Fig. 17
Molari superiori destri
Upper molars, right



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-18 Fig. 18
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-20 Fig. 20
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-21 Fig. 21
Molari inferiori
Lower molars

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-19 Fig. 19
Denti del giudizio superiori
Upper third molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-22L Fig. 22L Routurier
Molari e denti del giudizio inferiori, sinistri
Lower molars and third molars, left



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-22R Fig. 22R Routurier
Molari e denti del giudizio inferiori, destri
Lower molars and third molars, right



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-22 Fig. 22
Molari inferiori
Lower molars

0100-22R
Pinza Routurier per molari inferiori destri
Routurier extracting forceps for lower molars
and third molars, right



AMRAMED[®]
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-23 Fig. 23
Molari inferiori destri
Lower molars, right



0100-29N
Pinza dritta per radici e incisivi superiori
Straight extracting forceps for upper roots and incisors



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-24 Fig. 24
Molari inferiori sinistri
Lower molars, left



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-29 Fig. 29
Radici superiori
Upper roots



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-29N Fig. 29N
Radici e incisivi superiori
Upper roots and incisors



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-30 Fig. 30
Radici superiori
Upper roots



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-31 Fig. 31
Radici e incisivi inferiori
Lower roots and incisors

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



0100-38A Fig. 38A
Denti inferiori fratturati o parzialmente rotti
Fractured or decayed lower teeth


0100-41 Fig. 41
Radici superiori
Upper roots

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione Extracting Forceps



0100-43A Fig. 43A
Denti superiori fratturati o parzialmente rotti
Fractured or decayed upper teeth



0100-44 Fig. 44
Radici superiori
Upper roots



0100-45 Fig. 45
Radici inferiori
Lower roots



0100-46 Fig. 46
Radici inferiori
Lower roots



0100-46L Fig. 46L
Radici inferiori
Lower roots



0100-45
Pinza curva per radici inferiori
Curved extracting forceps for lower roots



AMRAMED[®]
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register


ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps




0100-48 Fig. 48
Radici superiori
Upper roots

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-49 Fig. 49
Radici superiori
Upper roots




Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-51 Fig. 51
Radici superiori
Upper roots



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-51A Fig. 51A
Radici superiori
Upper roots



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-51L Fig. 51L
Radici superiori
Upper roots

0100-51A
Pinza angolata per radici superiori
Angled extracting forceps for upper roots



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps




Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-51LX Fig. 51LX
Radici superiori
Upper roots



0100-55
Pinza per lussazione ultimo molare superiore
Extracting forceps for separating upper last molar



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-52 Fig. 52
Radici superiori e canini
Upper roots and canines



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-54 Fig. 54
Per separare molari superiori
For separating upper molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-55 Fig. 55
Per separare molari superiori
For separating upper molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-56 Fig. 56
Per separare molari inferiori
For separating lower molars

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-66L Fig. 66L
Molari superiori sinistri
Upper molars, left

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-66R Fig. 66R
Molari superiori destri
Upper molars, right

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-67 Fig. 67
Denti del giudizio superiori
Upper third molars

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-67A Fig. 67A
Denti del giudizio superiori
Upper third molars

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-68 Fig. 68
Radici inferiori
Lower roots



0100-68
Pinza per molari e radici inferiori
Extracting forceps for lower roots and molars

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-67/L Fig. 67 1/2 L
Denti del giudizio superiori, sinistri
Upper third molars, left



0100-67/L
Pinza per denti del giudizio superiori sinistri
Extracting forceps for upper left third molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-67/R Fig. 67 1/2 R
Denti del giudizio superiori, destri
Upper third molars, right



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-73 Fig. 73
Molari inferiori
Lower molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-74 Fig. 74
Radici inferiori
Lower roots



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-74M Fig. 74M
Radici inferiori
Lower roots

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-74N Fig. 74N
Radici inferiori
Lower roots



0100-75 Fig. 75
Canini e premolari inferiori
Lower canines and premolars



0100-79 Fig. 79
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars



0100-79A Fig. 79A
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars



0100-79C Fig. 79C
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



0100-86/R Fig. 86 1/2 R Routurier
Denti del giudizio inferiori destri
Lower third molars, right

0100-86/L Fig. 86 1/2 L Routurier
Denti del giudizio inferiori sinistri
Lower third molars, left

0100-86C Fig. 86C
Molari inferiori
Lower molars

0100-86W Fig. 86W White - cm. 17
Pinza per lussazione ultimo molare inferiore
Extracting forceps for lower last molar

0100-86W
Pinza per lussazione ultimo molare inferiore
Extracting forceps for lower last molar

ESTRAZIONE EXTRACTIVE


Pinze per Estrazione
Extracting Forceps

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips




0100-87 Fig. 87
Molari inferiori cariati o corone rotte
Lower decayed molars or broken crowns

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-89 Fig. 89
Molari superiori destri
Upper molars, right

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-90 Fig. 90
Molari superiori sinistri
Upper molars, left

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-99 Fig. 99
Molari inferiori con corona rotta
Lower molars with broken crowns

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-107 Fig. 107
Canini superiori
Upper canines



AMRAMED[®]
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0100-121 Fig. 121 Ogden-Felsch
Denti del giudizio superiori
Upper third molars



0100-121
Pinza Ogden-Felsch per ottavi superiori
Ogden-Felsch extracting forceps for upper third molars

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-145 Fig. 145
Radici inferiori
Lower roots

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-166 Fig. 166 Trotter
Pinza universale per denti superiori, in
particolare molari e premolari
Universal extracting forceps for upper
teeth, in particular molars and premolars

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-151/ Fig. 151 1/2
Radici superiori
Upper roots

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-167 Fig. 167 Trotter
Pinza universale per denti inferiori in
particolare molari e premolari
Universal extracting forceps for lower
teeth, in particular molars and premolars



AMRAMED
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione
Extracting Forceps



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-168 Fig. 168 Trotter
Canini superiori
Upper canines




0100-349
Pinza dritta per radici superiori
Straight extracting forceps for upper roots



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-169 Fig. 169 Trotter
Canini inferiori
Lower canines



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-349 Fig. 349
Radici superiori
Upper roots



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-346 Fig. 346
Radici inferiori
Lower roots



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0100-359 Fig. 359
Radici inferiori
Lower roots

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione-Mead
Extracting Forceps - Mead Pattern



0104-1 Fig. 1
Pinza universale per incisivi e canini superiori
Universal extracting forceps for upper incisors
and canines



0104-2 Fig. 2
Molari superiori
Upper molars




0104-3 Fig. 3
Incisivi, premolari e radici inferiori
Lower incisors, premolars and roots



0104-4 Fig. 4
Molari inferiori
Lower molars

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione con Manico Anatomico
Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione con Manico Anatomico
Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0130-17 Fig. 17
Molari superiori destri
Upper molars, right



0130-17
Pinza per molari superiori destri
Extracting forceps for upper right molars




Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0130-18 Fig. 18
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0130-22 Fig. 22
Molari inferiori
Lower molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0130-21 Fig. 21
Molari inferiori
Lower molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0130-33 Fig. 33
Radici inferiori
Lower roots

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione con Manico Anatomico
Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0130-45 Fig. 45
Radici inferiori
Lower roots

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0130-51A Fig. 51A
Radici superiori
Upper roots

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0130-67A Fig. 67A
Denti del giudizio superiori
Upper third molars

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0130-74 Fig. 74
Radici inferiori
Lower roots

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0130-79 Fig. 79
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0130-86C Fig. 86C
Molari inferiori
Lower molars

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0130-359 Fig. 359
Radici inferiori
Lower roots

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione con Manico Anatomico
Extracting Forceps with Anatomically Shaped handle



0130-151/
Pinza per radici superiori
Extracting forceps for upper roots



Con profilo ritentivo
With serrated tips

0130-90 Fig. 90
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



Con profilo ritentivo
With serrated tips

0130-145 Fig. 145
Radici inferiori
Lower roots



Con profilo ritentivo
With serrated tips

0130-151/ Fig. 151 1/2
Radici superiori
Upper roots





Con profilo ritentivo
With serrated tips

0130-349 Fig. 349
Radici superiori
Upper roots

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione Forma Americana
Extracting Forceps - American Pattern



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione Forma Americana
Extracting Forceps - American Pattern



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione Forma Americana
Extracting Forceps - American Pattern



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione Forma Americana
Extracting Forceps - American Pattern



0120-150 Fig. 150 Cryer
Incisivi, premolari e radici superiori
Upper incisors, premolars, roots



0120-150
Pinza Cryer per incisivi, premolari e radici
superiori
Cryer extracting forceps for upper incisors,
premolars and roots



0120-150S Fig. 150S Cryer
Denti superiori (per bambini)
Upper teeth (for children)



0120-151 Fig. 151 Cryer
Incisivi premolari e radici inferiori
Lower incisors, premolars, roots



0120-151S Fig. 151S Cryer
Denti inferiori (per bambini)
Lower teeth (for children)



0120-222 Fig. 222
Denti del giudizio inferiori
Lower third molars

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione per Bambini
Extracting Forceps for Children

S0110

Contenuto/Contents: 0110-37, 0110-39, 0110-39R, 0110-39L, 0110-51S, 0110-13S, 0110-30S, 0110-33S, 0110-22S, 0110-38



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0110-37 Fig. 37
Incisivi superiori
Upper incisors



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0110-39 Fig. 39
Molari superiori
Upper molars



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0110-39R Fig. 39R
Molari superiori destri
Upper molars, right



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0110-39L Fig. 39L
Molari superiori sinistri
Upper molars, left



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0110-51S Fig. 51S
Radici superiori
Upper roots

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione per Bambini
Extracting Forceps for Children




0110-225
Pinza per molari inferiori
Extracting forceps for lower molars



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Estrazione per Bambini mod. Klein
Extracting Forceps for Children - Klein pattern



S0112
Contenuto/Contents: 0112-1, 0112-2,
0112-3, 0112-4, 0112-5, 0112-6, 0112-7



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze per Radici e Frammenti
Root Splinter Forceps



Con profilo
ritentivo
With serrated
tips



0101-1 Fig. 1 Witzel
Radici inferiori
Lower roots

Con profilo
ritentivo
With serrated
tips

0101-2 Fig. 2 Witzel
Radici superiori
Upper roots



0102-1 Fig. 1 Stieglitz
Frammenti di radici
Root fragments



0102-2 Fig. 2 Stieglitz
Frammenti di radici
Root fragments



0102-2
Pinza Stieglitz per frammenti di radici
Stieglitz root splinter forceps



AMRAMED[®]
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze Ossivore Alveolotome
Bone Rongeurs

0103-20
Pinza ossivora curva Friedman
Friedman bone rongeur, curved



0103-10
Luer
cm. 15



0103-20
Friedman
cm. 14



0103-25
Mini Friedman
cm. 12



0103-30
Blumenthal
cm. 15



0103-31
Blumenthal 45°
cm. 14,5



0103-32
Blumenthal 90°
cm. 14



0103-50
Mead 1A
cm. 16,5

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Pinze Ossivore Alveolotome
Bone Rongeurs




Pinza per tessuti
Bone/soft tissue nipper

Dimensioni ridotte per accesso in aree
molto limitate
Small size for use in limited access areas



Pinze ossivore doppio snodo
Bone rongeurs, multiple action



0103-70
Pinza ossivora dritta a doppio snodo
Mini-Ruskin
Mini-Ruskin bone rongeur multiple action,
straight





AMRAMED[®]
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Kit Leve per Radici
Root Elevators Kit



S0200-6
Contenuto/Contents: 0200-1, 0200-4,
0201-2, 0201-3, 0220-44, 0220-45

S0200-10
Contenuto/Contents: 0200-2,
0200-3,
0200-4, 0201-2, 0201-3, 0291-2,
0291-3,
0291-1, 0202-321, 0202-320




S0244-6
Contenuto/Contents: 0244-1, 0244-2,
0244-3, 0244-4, 0244-5, 0244-6

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici
con manico in acciaio inossidabile
Root Elevators
with stainless steel handle




0234-1
Leva per radici inferiori Hylin
Hylin lower roots elevator




ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici
con manico in acciaio inossidabile
Root Elevators
with stainless steel handle



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici con punte Elicoidali
con manico in acciaio inossidabile
Helicoidal Root Elevators
with stainless steel handle



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici
con manico in acciaio inossidabile
Root Elevators
with stainless steel handle



0206-71
Fig. 71
Miller-Apexo



0206-72
Fig. 72
Miller-Apexo



0206-73
Fig. 73
Miller-Apexo



0206-74
Fig. 74
Miller-Apexo



0207-19
Fig. 19



0207-20
Fig. 20



0208-34S
Fig. 34S
Seldin



0208-34
Fig. 34
Seldin



0208-25
Fig. 25
Seldin



0208-35
Fig. 3S
Seldin

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici
con manico in acciaio inossidabile
Root Elevators
with stainless steel handle



0209-1L
Fig. 1L
Seldin



0209-1R
Fig. 1R
Seldin

0209-4L
Fig. 4L
Seldin

0209-4R
Fig. 4R
Seldin

0210-51
Fig. 51
Curtis

0210-52
Fig. 52
Curtis



0209-1L
Leva Seldin per radici o frammenti
Seldin root or fragment elevator



0211-11
Fig. 11
Stout




0211-11A
Fig. 11A
Stout



0213-12
Fig. 12

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici
con manico in acciaio inossidabile
Root Elevators
with stainless steel handle



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici
con manico in acciaio inossidabile
Root Elevators
with stainless steel handle



0220-44
Fig. 44
Cryer



0220-45
Fig. 45
Cryer



0220-25
Fig. 25
Cryer



0220-26
Fig. 26
Cryer



0220-31
Fig. 31
Cryer



0220-32
Fig. 32
Cryer



0220-44
Leva Cryer per radici o frammenti
Cryer root or fragment elevator



0218-81A
Fig. 81A



0221-A1C
Fig. A1C
Coupland



0221-A2C
Fig. A2C
Coupland



0221-A3C
Fig. A3C
Coupland

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici
con manico in acciaio inossidabile
Root Elevators
with stainless steel handle



0222-190
Fig. 190



0229-3C
Leva per radici inferiori Coupland
Coupland lower roots elevator





AMRAMED
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier


A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici
con manico in acciaio inossidabile
Root Elevators
with stainless steel handle





AMRAMED[®]
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici con Manico Anatomico
in acciaio inossidabile

Root Elevators with Anatomically Shaped Handle
in stainless steel



0250-1
Fig. 1B
Bein

3 mm

4 mm

3 mm

4 mm

3,2 mm

3,8 mm

0250-2
Fig. 2B
Bein

0250-3
Fig. 3B
Bein

0250-4
Fig. 4B
Bein

0250-5
Fig. 5B
Bein

0250-6
Fig. 6B
Bein



0250-1
Leva di Bein per radici con manico anatomico
Bein root elevator with anatomically shaped handle

15757



0251-1
Fig. 1F
Flohr



0251-2
Fig. 2F
Flohr



0251-3
Fig. 3F
Flohr




0255-4
Fig. 4 SA
Schmeckebier-
Apexo



0255-5
Fig. 5 SA
Schmeckebier-
Apexo

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici con Manico Anatomico
in acciaio inossidabile
Root Elevators with Anatomically Shaped Handle
in stainless steel





AMRAMED
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Leve per Radici
con manico in acciaio inossidabile
Root Elevators
with stainless steel handle



Walter F. Barry

0202-320
Fig. 320
Walter F. Barry

0202-321
Fig. 321
Walter F. Barry

0202-322
Fig. 322
Walter F. Barry

0202-323
Fig. 323
Walter F. Barry

0202-350
Fig. 350
Walter F. Barry

0202-351
Fig. 351
Walter F. Barry

0202-370
Fig. 370
Walter F. Barry

0202-371
Fig. 371
Walter F. Barry



Lecluse



0203-1
Fig. 1LC
Lecluse



0203-1
Leva Lecluse per lussazione ottavo inferiore
Lecluse elevator for lower third molar
dislocation

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

con manico in acciaio inossidabile
Leve per Radici
Root Elevators
with stainless steel handle



Winter



0204-1L
Fig. 1LW
Winter



0204-1R
Fig. 1RW
Winter



0204-11L
Fig. 11LW
Winter



0204-11R
Fig. 11RW
Winter



0203-24
Fig. 24
Pott



0203-25
Fig. 25
Pott



0204-12L
Fig. 12LW
Winter



0204-12R
Fig. 12RW
Winter



0204-14L
Fig. 14LW
Winter



0204-14R
Fig. 14RW
Winter

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Mini Leve per Frammenti di Radici
con manico in acciaio inossidabile

Root-Tip Picks
with stainless steel handle



0290-1

Mini leva dritta universale Heidbrink per
frammenti
Heidbrink universal mini-elevator for fragments



0290-2
Fig. 2
Heidbrink

0290-3
Fig. 3
Heidbrink

0290-1
Fig. 1
Heidbrink

0294-2
Fig. 2
Warwick-James 0294-3
Fig. 3
Warwick-James

0294-1
Fig. 1
Warwick-James



0291-2
Fig. 2
Heidbrink

0291-3
Fig. 3
Heidbrink

0291-1
Fig. 1
Heidbrink



AMRAMED
TECH Pvt. Ltd.

Wholesale Supplier

A to Z Hospital Equipment and
Surgical Products B to C



Certified Register

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Sindesmotomi
Syndesmotomes



0296-M
cm. 11



0296-0
Fig. 0



0296-1
Fig. 1



0296-2
Fig. 2



0296-3
Fig. 3



0296-4
Fig. 4




0296-5
Fig. 5



0296-6
Fig. 6



0296-7
Fig. 7



0296-8
Fig. 8



0296-9
Fig. 9



0296-11
Fig. 11



0296-21
Fig. 21



0296-22
Fig. 22



0296-23
Fig. 23



0296-24
Fig. 24



0296-25
Fig. 25



0296-26
Fig. 26



0296-27
Fig. 27



0296-28
Fig. 28



0296-29
Fig. 29

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Set di Sindesmotomi
Syndesmotomes Instruments Kit

Manico universale per sinadesmotomo:
fase di inserimento punte
Universal handle for syndesmotome:
tip insertion phase



S0296

Serie completa di 1 manico e 20 punte intercambiabili, con vassoio completo
Complete kit composed of 1 handle and 20 interchangeable tips, with complete tray

Contenuto/Contents: 0296-M, 0296-0, 0296-1, 0296-2, 0296-3, 0296-4, 0296-5, 0296-6, 0296-7, 0296-8, 0296-9, 0296-11, 0296-21, 0296-22, 0296-23, 0296-24, 0296-25, 0296-26, 0296-27, 0296-28, 0296-29, 2700-G, 2700-L, 2700-U

Sindesmotomo: fase di fissaggio punta nel manico
Syndesmotome: screwing in place



S0296-1

Serie completa di 1 manico e 11 punte intercambiabili, con vassoio completo
Complete kit composed of 1 handle and 11 interchangeable tips, with complete tray

Contenuto/Contents: 0296-M, 0296-0, 0296-1, 0296-2, 0296-3, 0296-4, 0296-5, 0296-6, 0296-7, 0296-8, 0296-9, 0296-11, 2700-G, 2700-L, 2700-U

Sindesmotomo montato con punta retta fig.O
Complete syndesmotome with straight tip fig. O



0297-1

Portapunte per sindesmotomi, 20 fori
Syndesmotome tips holder, 20 holes
mm. 70x40x12

ESTRAZIONE EXTRACTIVE

Sindesmotomi
con manico in acciaio inossidabile
Syndesmotomes
with stainless steel handle



0295-3
Sindesmotomo a "falce" di Chompret
Chompret syndesmotome, sickle pattern



0295-1
Fig.1
Chompret

0295-2
Fig.2
Chompret

0295-3
Fig.3
Chompret

0295-4
Fig.4
Chompret

Periotomi
Periotomes
LEONARDO



ML1845-1
Fig.1

ML1845-2
Fig.2

ML1845-3
Fig.3